

FICHE TECHNIQUE

Balance pèse-personne digital - Ego Persona - Portée 180 kg

Pèse-personne de précision - Graduation tous les 100g - Pesée jusqu'à 180 kg.

Pèse-personne électronique équipé d'un plateau en verre trempé et de capteurs haute précision permettant des résultats rapides et stables.

Facile à utiliser, elle est durable et adaptée à une utilisation quotidienne.

Directive 2004/108/CE. RoHS 2011/65/UE.

- **Unités de mesure disponibles : Kilogrammes (Kg), livres (Lb), stones (St)**
- Idéale pour les personnes de tous gabarits, jusqu'à 180 kg
- Mise en marche automatique à la détection d'un poids
- Stabilisation rapide du poids
- Indicateur de surcharge si la capacité maximale est dépassée
- Fonction d'arrêt automatique après 10 secondes d'inactivité
- Indicateur de batterie faible
- Plateforme en verre trempé robuste

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 28 x 28 x 2 cm
- Batterie : lithium CR2032
- Graduation : 0,1 kg
- Unités de mesure : kg / lb / st
- Capacité maximale : 180kg / 396lb, 28,3st
- Précision de mesure : 0,1 kg
- Écran LCD

Coloris : Noir.

Livré avec :

- 1 Pile CR2032 (préinstallée)
- 1 Manuel d'utilisation

Le pèse personne impédancemètre color edition Ego Persona est une exclusivité de Robé Médical.

