



Balance pèse-personne digital M-i925 Robé Médical - Portée 200kg

Pèse personne de précision spécialement adapté pour les personnes fortes

Pèse-personne électronique avec large écran LCD, structure robuste en acier et plateforme ergonomique pour le confort d'utilisation.

- Portée jusqu'à 200 kg.
- Graduation 100 g.
- Écran LCD (65 mm).
- Allumage rapide par effleurement.
- Arrêt automatique.
- Affichage en cas de surcharge.
- Unités de mesure sélectionnables: Kg, Lb, St.
- Livré avec 2 piles Lithium CR2032.

Dimensions: L 430 x l 380x H 70 mm.

Garantie 2 ans.