

Balance pèse-personne électronique - Seca - Portée 200kg

Une balance extra large avec graduation 100kg et mesures jusqu'à 200 Kg

Cette balance allie robustesse et souplesse pour répondre aux besoins de manière optimale.

Son plateau, revêtu d'un matériau spécial à deux composants, offre une douceur au toucher comparable au caoutchouc et une résistance notable.

Sa conception unique assure un usage confortable et un entretien facile grâce à la compatibilité du matériau avec tous les détergents et désinfectants habituels.

- Châssis massif à renforcement d'acier
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Grande unité d'affichage LCD
- Fonction Step-Off
- Facilité d'entretien

Caractéristiques techniques :

Capacité : 200 kg / 440 lbs / 31 sts

Graduation : 100 g / 0,2 lbs

Fonctions : Step-Off, Auto-HOLD, extinction automatique

Fournis avec la balance : 4 piles de type AAA, 4 pieds de nivellement pour les sols recouverts de moquette

Écran LCD : 3.5 cm x 8 cm

Dimensions (LxHxP) : 433 x 47 x 373 mm

Poids : 2,6 kg

Alimentation : 4 piles de type AAA

Garantie : 2 ans

