

## **FICHE TECHNIQUE**



## Balance pèse-personne mécanique M-i225 - Robé Médical - Portée 120kg

Modèle sans piles avec affichage analogique, portée jusqu'à 120 kg

Balance pèse-personne mécanique avec écriture des chiffres grand format pour une lecture aisée de la mesure.

Plateforme anti-dérapante pour éviter les chutes.

Remise à zéro grâce à la mollette de réglage.

Précision et respect de l'environnement.

- Portée maximale: 120 kg.
- Graduation: 1 kg.
- Cadran en plexiglas (8,7 x 5,7 cm).
- Affichage analogique.
- Mollette de réglage pour la remise à zéro de l'aiguille.
- Surface anti-dérapante.

Se tenir droit et immobile sur la balance afin d'assurer une mesure des plus iuste.

Dimensions: L. 265 x I. 265 x H. 57 mm.

Poids: 1,6 kg.

Garantie de 3 ans.