

M-i525



Balance pèse-personne mécanique M-i525 - Robé Médical - Portée 150kg

Robuste avec large cadran et tapis anti-dérapant pour un usage intensif au quotidien dans les centres de soins, cabinets médicaux...

Balance pèse-personne mécanique avec cadran grand format pour une lecture aisée de la mesure.

Plateforme avec tapis anti-dérapant.

Remise à zéro grâce à la mollette de réglage.

Précision et respect de l'environnement.

- Portée maximale: 150 kg.
- Graduation: 1 kg.
- Cadran en plexiglas ø 180 mm.
- Affichage analogique.
- Mollette de réglage pour la remise à zéro de l'aiguille.
- Tapis anti-dérapant.
- Utilisation sans piles.

Se tenir droit et immobile sur la balance afin d'assurer une mesure des plus juste.

Dimensions: L. 425 x l. 285 x H. 80 mm.

Poids: 3,4 kg.

Garantie de 3 ans.