

## FICHE TECHNIQUE

### Ballon Sit'n'Gym - Exercices ciblés - Résistance jusqu'à 120kg - Gymnic - 45cm

Sécurité et polyvalence - Maintien de la posture - Jaune - Diamètre 45 cm

Réinterprétation du siège, le ballon Sit'n'Gym procure les mêmes avantages que le ballon classique en matière de maintien de la posture, idéal pour la physiothérapie. Doté de petits pieds, il prévient tout roulement sur le sol, ce qui le rend particulièrement fonctionnel au bureau, à domicile, et même dans les établissements scolaires.

Adapté aux salles de sport, à la physiothérapie, à la rééducation, ou en tant qu'assise dynamique, ce ballon polyvalent convient à diverses applications. Tout comme le Gymnic Classic, il peut être utilisé comme un instrument dans le traitement des maladies neurologiques, la réadaptation, le soulagement de la douleur, et les activités motrices de renforcement. Il offre un soutien précis dans le cadre de la rééducation et de la thérapie médicale, tout en offrant une grande stabilité et sécurité grâce aux pieds présents à la base du ballon. Cela permet d'éviter tout roulement non désiré du ballon.

Vendu dégonflé.

**Modèle particulièrement adapté aux enfants.**

#### Caractéristiques :

- Polyvalence, stabilité et sécurité
- Présence de petits pieds sous le ballon prévenant tout roulement au sol
- Idéal pour les exercices de coordination, d'équilibre et de physiothérapie
- Renforcement et rééducation
- Résistance à l'éclatement de qualité jusqu'à 120 kg
- Usage au poids de corps uniquement
- Adaptateur et bouchon inclus
- Pompe non incluse

**Charge maximale recommandée :** jusqu'à 120 kg

#### Diamètre :

- 45 cm

**Couleur :** Jaune

#### Composition :

- Sans latex
- Sans phtalate



- Sans BPA

- Sans plomb

**Dispositif médical de Classe 1 certifié conforme aux normes européennes (Marquage CE).**