

Bandage de compression d'urgence - 1-Medical

Conçu pour arrêter efficacement le flux sanguin en cas d'hémorragie traumatique.

Conçu pour arrêter efficacement l'écoulement sanguin des plaies de saignement traumatiques dans les situations d'urgence pré-hospitalières.

Bandage d'urgence (EMB032) :

Taille : 4 pouces - 102 mm,
Poids : 63 g,
Matériau : coton.

Bandage d'urgence (EMB046) :

Taille : 6 pouces - 152 mm,
Poids : 90 g,
Matériau : coton.

Contrôle rapide de l'hémorragie : *Découvrez les capacités de sauvetage du bandage de compression, conçu pour arrêter efficacement l'écoulement sanguin des plaies de saignement traumatiques dans les situations d'urgence pré-hospitalières.*

Application simple et efficace : *Conçu pour une application facile par les soignants professionnels et non professionnels, notre bandage de traumatisme offre un traitement efficace et multifonctionnel. La conception conviviale permet même à une personne blessée de s'appliquer elle-même le bandage en utilisant simplement une seule main.*

Qualité médicale et militaire : *Doté d'un tampon stérile et non adhérent qui applique une pression sur n'importe quel site et peut être enveloppé et fixé sans effort. Avec une application supplémentaire similaire à un garrot pour une constriction supplémentaire du flux sanguin, cette fourniture médicale est un ajout essentiel aux trousse de premiers secours de voiture, aux trousse de traumatologie IFAK, aux poches tactiques et aux sacs de survie.*

Matériel médical CE.

