

Bandage israélien - Steriles - 1-Medical

Le bandage pour gérer les urgences. Stérile. Application rapide et stérilité supérieure.

Avec un bandage élastique robuste et un tampon stérile non adhérent, il s'agit plus qu'un simple pansement polyvalent qui peut soutenir un bras, fixer des éclisses, ou aider dans toute situation d'urgence nécessitant un bandage fiable.

Bandage d'urgence israélien (EMB048) :

- Taille : 4 pouces - 102 mm,
- Poids : 63 g,
- Teinte : peau,
- Matériau : coton.

Bandage d'urgence israélien (EMB049) :

- Taille : 6 pouces - 152 mm,
- Poids : 110 g,
- Teinte : peau,
- Matériau : coton.

Bandage d'urgence israélien (EMB050) :

- Taille : 8 pouces - 203 mm,
- Poids : 170 g,
- Teinte : peau,
- Matériau : coton.

Application Rapide : *Spécialement conçus pour les situations de stress, ces bandages israéliens éliminent le besoin de barres de pression ou de crochets, garantissant un processus d'application rapide et sans complications. Ses onglets de contrôle de rouleau à prise rapide innovants empêchent le déroulement, vous offrant ainsi un processus de pansement rapide, efficace et sécurisé.*

Stérilité Supérieure : *Chaque bandage de 8 pouces est scellé sous vide dans un emballage compact avec des encoches de déchirement rouge faciles à repérer. Nos pansements sont stériles, offrant une solution irréprochable pour le traitement des blessures.*

Matériel médical CE.

