

Bandage tubulaire élastique - 10m - Bastos

Maillage tubulaire sans couture.

Utilisation pour bandage des extrémités et protection sous attelle et plâtre.
Protège les blessures et maintient les pansements.
Tissu respirant, coloris blanc.

- Coton 67%, viscose 33%.
- Sans couture et sans latex.
- Élastique.
- Hydrofuge.
- Transparent aux rayons X.
- Lavable et stérilisable.

Dimensions :

- Non étirée 10 m x 21 cm.

Également disponible en dimensions :

- [Non étirée 20 m x 1,5 cm.](#)
- [Non étirée 20 m x 4 cm.](#)
- [Non étirée 20 m x 6 cm.](#)
- [Non étirée 20 m x 8 cm.](#)
- [Non étirée 20 m x 10 cm.](#)
- [Non étirée 20 m x 12 cm.](#)

Matériel médical CE.

robé
+ médical

