

## FICHE TECHNIQUE



### **Bande adhésive non tissée multi-extensible et aérée - 10 m x 10 cm - Fixtape**

Pour la fixation de pansements ou de cathéters. Fabrication européenne.

En non tissé avec masse adhésive sans latex. Avec support papier protecteur.

- Multi-extensible pour une application facile.
- Haute adhésivité.
- Hypoallergénique.
- Grammage : 160 g/m<sup>2</sup>.

**Conditionnement :**  
en boîte individuelle.

**Taille :**  
- 10 m x 10 cm.

**Autres tailles disponibles :**

- [10 m x 5 cm.](#)
- [10 m x 15 cm.](#)
- [10 m x 20 cm.](#)

Matériel médical CE.