

Bande cohésive extensible de fixation - Easifix Cohesive- Longueur 4m et 20m

Auto-adhérente.

Support tissé extensible, pour maintien de pansements (notamment au niveau des articulations des membres, de la tête et du thorax) et fixation d'attelles.

- Tissu aéré.
- Extensible dans le sens de la longueur (40%).
- Non stérile.
- Contient du latex.
- Sans phtalates.
- Coloris : blanc.

Tailles disponibles :

- 4 m x 6 cm.
- 4 m x 8 cm.
- 4 m x 10 cm.
- 20 m x 8 cm.

Composition :

- Support : viscose et polyester.

Conditionnement :

- 10 bandes par boîte, emballées individuellement (4 m x 6 cm, 4 m x 8 cm ou 4 m x 10 cm).
- 1 bande par boîte (20 m x 8 cm).

Matériel Médical CE.

