

## FICHE TECHNIQUE

### **Bande de contention adhésive élastique Urgotrapping - Longueur 2,5m**

#### **Pour la prévention et le traitement des douleurs musculaires et articulaires.**

Bande de contention élastique adhésive hypoallergénique.  
Avec film intercalaire déchirable à la main.

- Forte adhésivité.
- Aéré pour laisser respirer la peau.
- Spécialement conçu pour les peaux à forte transpiration.

A utiliser en prévention et/ou traitement des lésions articulaires, musculo-tendineuses et ligamentaires ou pour le maintien des pansements.

Conditionnement individuel.  
Vendu par lot de 3 bandes.

Matériel médical CE.

