

FICHE TECHNIQUE



Bande de contention adhésive non élastique - Rouleau de 10m - Fabrication européenne V-plast

Bande adhésive non élastique pour contention articulaire rigide.

Utilisation en médecine sportive, physiothérapie et kinésiothérapie.

- Haute adhésivité.
- Grammage : 220 ± 10 g/m².
- Sécable à la main.
- Non élastique
- Hypoallergénique.
- Sans latex.

Composition : 100 % coton, adhésif à l'oxyde de zinc.

Tailles disponibles :

- 2,5 cm x 10 m.
- 3,75 cm x 10 m.
- 5 cm x 10 m.

Coloris : blanc.

Fabriqués en Europe.

Matériel Médical CE.

