

## FICHE TECHNIQUE

### **Bande de contention forte 3M Adhèban Plus extensible et adhésive - Lot de 2**

Pour une tenue parfaite des contentions souples.

Bande élastique adhésive hypoallergénique, avec film intercalaire.

- Elasticité longitudinale.
- Forte adhésivité.
- Perméable à l'air, laisse respirer la peau.
- Ne laisse pas de trace de colle sur la peau.

Composition:

- Bande de tissu coton (100%) élastique.
- Absence de caoutchouc et de résine naturelle.

S'utilise en pansement, traumatologie (entorses, tendinites), phlébologie.

Conditionnement sous boîte individuelle.

Vendu par lot de 2 boîtes.

Matériel médical CE.

