

### Bande de fixation cohésive Elastomull Haft - Bsn Médical

Cohésive et extensible.

Bande cohésive tissée, élastique et adhésive, pour maintien de pansement (notamment pour les articulations) et fixation de dispositifs médicaux (cathéters, canules, plâtres ou attelles). Utilisation sous bandage compressif. Contention légère post-immobilisation. Sans latex.

- Extensible dans le sens de la longueur.
- Support tissé aéré (perméabilité à l'air).
- Auto-adhésif par pression.
- Bonne tolérance cutanée.
- Ne colle ni à la peau, aux cheveux et ni aux vêtements.
- Maintien sans pli.
- Peut être stérilisé à la vapeur d'eau (120°C pendant 20 min ou 134°C pendant 5 min).
- Sans latex et sans phtalates.
- Non stérile.

#### Tailles disponibles :

- 4 m x 4 cm.
- 20 m x 8 cm.

#### Composition :

- Support : 40 % coton, 30 % viscose, 30 % polyamide.

Conditionné par boîte d'une bande.  
Matériel médical CE.

