



### **Bande de kine taping adhésive et élastique - Fabrication européenne - Boîte de 6**

Pour la prévention des blessures musculaires et la favorisation du drainage lymphatique.

Bande de taping neuromusculaire adhésive et extensible pour une utilisation en physiothérapie et en rééducation sportive, en cas de douleurs musculaires et articulaires.

- Pour la prévention et le soulagement des blessures.
- Perméable à l'air réduisant le risque de macération.
- Résistance à l'eau.
- Sans latex.
- Hypoallergénique.

Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.

#### **Tailles disponibles :**

- 5 m x 5 cm.
- 5 m x 2,5 cm.
- 5 m x 7,5 cm.

**Coloris disponibles :** beige, bleu, rose, noir ou orange.

Fabriqué en Europe.

Matériel Médical CE.