

## FICHE TECHNIQUE

### Bande extensible cohésive - 4,5m - Blanc

Pour la fixation de tout type de pansements non adhésifs. Coloris blanc.

Bande cohésive qui adhère à elle-même par simple pression. Pour la contention articulaire et la fixation de pansements.

- Support non tissé respirant.
- N'adhère pas à la peau.
- Extensible sur la longueur.
- Sans latex.

Tailles disponibles :

- 7,5 cm x 4,5 m.
- 10 cm x 4,5 m.

Coloris : blanc.

Également disponible en coloris [chair](#).

Conditionnement sous emballage individuel.

Matériel médical CE.

