

Bandelettes test de glycémie pour glucomètre ON Call Plus

Pour la mesure de la glycémie dans le sang.

Les bandelettes ON CALL PLUS sont conçues pour mesurer la glycémie avec précision. Elles sont compatibles avec les glucomètres suivants :

- On Call Plus II
- On Call Plus
- On Call EZ II

Caractéristiques :

- Code puce inclus pour une calibration précise.
- Conditionnement : 25 bandelettes par boîte, vendues par lot de 2 boîtes (50 bandelettes au total).
- Certification CE pour la conformité aux normes médicales.

Pourquoi choisir les bandelettes de test ON CALL PLUS ?

- Précision et Fiabilité : Les bandelettes ON CALL PLUS sont reconnues pour leur précision, ce qui en fait un choix de confiance pour la gestion de la glycémie.
- Compatibilité Étendue : Elles sont compatibles avec plusieurs modèles de glucomètres ON CALL, vous offrant la flexibilité de choisir le glucomètre qui vous convient.
- Emballage Pratique : Le conditionnement par boîte de 25 bandelettes, vendues par lot de 2 boîtes, vous assure d'avoir suffisamment de bandelettes pour un suivi continu de votre glycémie.

[Voir la fiche produit du lecteur de glycémie On Call Plus II.](#)

