



Bandes cohésives - Contention légère à moyenne -Co-Plus LF Bsn Médical - Longueur 2m

Bande cohésive non tissée pour contentions et fixations de pansements.

Support non tissée sans latex, destinée à adhérer sur elle-même par simple pression.

Permet de réaliser des contentions légères à moyennes; articulaires et musculaires; fixations de pansements.

Élasticité de 100 à 150 %.

Réutilisable: conserve ses propriétés cohésives et sa force de tension lors de l'utilisation répétée de la bande.

- Adhère sur elle-même et non sur les vêtements ou les pansements.
- Ne glisse pas.
- Réduit les risques de macération.
- Confortable: s'utilise facilement sur toutes les parties du corps.
- Maintien efficace.
- Élasticité de 100 à 150 %.
- Étiré jusqu'à 4,5 m de bande.
- Force de cohésion par pelage : > 90 gf/cm.
- Résistance à la rupture : 1,6 à 2,7 kgf/cm.
- Sécable à la main, dans les 2 sens.
- Sans latex, sans phtalates.

Indications:

- Traumatologie du Sport: Prévention et traitement des lésions musculo-tendineuses et ligamentaires.
- Angiophlébologie: Prévention et traitement de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs.
- Maintien de pansement.
- Maintien de dispositifs médicaux.

5 tailles disponibles:

- 2 m x 2,5 cm
- 2 m x 5 cm
- 2 m x 7,5 cm
- 2 m x 10 cm
- 2 m x 15 cm

Sous emballage individuel plastifié.

Conditionnement en sachet de 4 ou 8 bandes.

Matériel médical CE.