



### **Bandes cohésives de contention élastique - DR Simson - Longueur 6m - Lot de 3**

Pour un maintien et une contention adaptés, grâce à l'élasticité modulable de la bande

La bande cohésive se colle sur elle-même et non sur la peau.  
Elle permet la réalisation de pansement très résistant.  
Convient pour les traumatismes tendineux, articulaires et musculaires.  
Elasticité 250%.  
Texture aérée pour prévenir des macérations.

- Avec latex.
- Support non-tissé.
- Elasticité modulable et constante.
- Repositionnable.
- Hydrophobe.
- Non absorbant.
- Coloris blanc ou chair.

[Existe également en bande cohésive de contention élastique couleur DR SIMSON.](#)

Longueur non étirée : 2,4 m.  
Longueur étirée : 6 m.  
Largeur : 5 cm.  
Elasticité : 250%.

Conditionnement par lot de 3 bandes.

Matériel Médical CE.