

Bandes de compression - Coban 2 - 3M

Permet de réaliser une compression thérapeutique durable

Lot composé de 2 bandes: une bande en mousse de polyuréthane pour le confort au contact de la jambe et une bande cohésive élastique pour une compression optimale.

Le système de compression Coban 2 est particulièrement indiqué dans la prise en charge des lymphoedèmes, des ulcères veineux de jambe et d'autres indications où une compression est appropriée.

- Bande 1: bande de confort.
- Bande 2: bande cohésive élastique.
- Sans latex.
- Adhérent l'une à l'autre, pas sur la peau.
- Ne glissent pas.
- Usage unique.
- Couleur chair.

Le système de compression Coban 2 peut être laissé en place jusqu'à 7 jours.

A utiliser sur des patients présentant un Index de Pression Systolique (IPS) supérieur ou égal à 0,8.

Ne pas utiliser sur des patients ayant une insuffisance cardiaque décompensée de classe NYHA IV, de stade ACC/AHA D; ou ayant un IPS inférieur à 0,8.

Dimensions bande de confort : 10 cm x 2,7 m.

Dimensions bande cohésive élastique : 10 cm x 3,5 m.

Matériel Médical CE.

