

## FICHE TECHNIQUE









# Bandes de contention à pression contrôlée - Urgok2 - 25 à 32cm

Set d'une bande cohésive et d'une non cohésive pour retour veineux.

Système de compression bi-bande dotée de la technologie **PresSure system** (facililte l'application de la pression thérapeutique recommandée de 40 mmHg dès la première application).

<u>Indications</u>: traitement de l'ulcère veineux de la jambe, d'oedème d'origine veineuse et lymphoedème, justifiant d'une compression forte.

#### Composition du set :

- Bande 1 KTECH: Bande à allongement court, couleur blanche, apportant compression, protection et absorption.
- Bande 2 KPRESS: Bande cohésive à allongement long, couleur chair, maintenant le bandage en place et apportant la pression additionnelle nécessaire pour atteindre la pression thérapeutique.

#### Propriétés :

- Niveau de pression e?leve?, autour de 40mmHg.
- Effet de massage à la marche favorisant le retour veineux et la réduction de l'oedème, et pression modérée au repos pour une compression continue.
- Application facile : avec la technologie PresSure system, la pression thérapeutique est atteinte dès la première pose.
- Haut niveau de confort (jour et nuit).
- Peut rester en place jusqu'à 7 jours.

Pour circonférence de cheville de 25 à 32 cm.

Dimensions Bande 1:10 cm x 7,3 m. Dimensions Bande 2:10 cm x 10,5 m.

Conditionnement : 2 bandes par boîte.

### Composition:

- Bande 1 : ouate, viscose, polyester; support : polyamide, élasthanne.
- Bande 2 : coton, polyester, polyamide, élasthanne, matériau cohésif contenant du latex naturel.

Matériel Médical CE.