

FICHE TECHNIQUE

Bandes de contention cohésives - Coban - Longueur 3m

Bande de contention cohésive élastique.

Idéal pour les traumatismes articulaires, tendineux et musculaires.
Elasticité modulable et constante permettant une compression régulière.
Se colle sur elle-même et non sur la peau.

- Support non-tissé avec latex.
- Hydrophobe.
- Repositionnable
- Coloris blanc ou chair.

Longueur étirée 4,5 m (= 2 m non étirée).

Vendu par lot de 3 ou 5 bandes

