

Bandes de fixation élastiques pour cheval - Boîte de 12 rouleaux - Equilast

Pour les chevaux. Hautement extensible.

Bandage universel non adhésif, élasticité d'environ 90 %, faible capacité d'absorption de l'humidité. Souple, extensible, respirant, et offrant une bonne résistance.

Pour fixation de pansements au niveau de l'encolure, de la tête ou des jambes du cheval.

A uto-adhérent, permettant une fixation sans avoir besoin d'agrafes ou de ruban adhésif supplémentaire.

Facile à poser et retirer, sans risque d'irriter la peau du cheval.

- Ne laisse pas de plis à l'application.
- Texture fine et souple pour plus de confort.
- Hautement extensible.
- Fixation optimale.

Taille disponible : 10 cm x 5 m.

Coloris : blanc.

Conditionnement : Boîte de 12 rouleaux

Composition : 64% coton, 34% polyamide, 2% élasthanne.

Matériel Médical CE.

