

FICHE TECHNIQUE

Bandes extensibles cohésives auto-adhérentes - Self Fix - Longueur 20m - Lot de 2

Auto-respirante, pour la fixation et la contention avec effet cohésif. Présentation économique en rouleau longueur 20 mètres.

Fixation rapide et définitive du fait de l'auto-adhérence. Remplace avantageusement les bandes de crêpe et les bandes adhésives pour la fixation des pansements ou la contention articulaire.

- À coller sur elle-même et non sur la peau,
- Hypoallergénique,
- Extensible sur la longueur,
- Absorbante.
- Auto-respirant.

Composition: 27% coton / 27% polyamide / 46% viscose / latex.
Longueur 20 m.

Disponible en plusieurs largeurs :

- 6 cm x 20 m
- 8 cm x 20 m
- 10 cm x 20 m
- 12 cm x 20 m

Conditionnement sous emballage individuel protecteur.
Vendu par lot de 2 bandes.

Matériel médical CE.

