

## **FICHE TECHNIQUE**









## Bandes extensibles cohésives légères et respirantes - Rob-Elast C - Longueur 4m - Lot de 4

Pour la fixation avec effet cohésif.

Fixation rapide par auto-adhérence.

Peut remplacer la bande de crêpe et la bande adhésive pour la fixation des pansements ou les contentions bénignes.

- Extensible sur la longueur.
- Absorbante.
- Légère et respirante.
- Repositionnable.
- Anallergique.
- Non stérile.
- Sans latex.

Matières: 38% coton / 28% polyamide / 36% viscose.

Longueur 4 m.

Plusieurs largeurs disponibles.

Conditionnement en boîte individuelle.

Vendues par lot de 4.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.