

Bandes plâtrées - Lot de 6

A prise rapide, idéales pour les plâtres d'urgence.

Bandes pour plâtre à séchage rapide. Support 100% coton recouvert de gypse naturel. Bandes adaptées au traitement des fractures et autres blessures nécessitant l'immobilisation.

Dimensions disponibles :

- 3 m x 10 cm.
- 3 m x 15 cm.
- 3 m x 20 cm.

S'applique sur un bandage sous plâtre type ["ouate orthopédique synthétique"](#), ou [un jersey tubulaire pur coton](#).

Emballage individuel.
Conditionnement par lot de 6 bandes.

Matériel médical CE.

