

FICHE TECHNIQUE

Bavoires à usage unique avec poche - Sachet de 12

Protection imperméable pour le repas, conditionnement adapté au domicile.

S'adapte à toutes les morphologies. Très doux au contact et confortable.
Protège efficacement les patients.

- Face externe en cellulose absorbante.
- Face interne en polyéthylène pour assurer l'imperméabilité.
- Découpe à l'encolure.
- Poche de recueil.

Coloris : bleu.

Vendu par sachet de 12 bavoires.

Dimensions : L 63 cm x l 36,5 cm.

