



Bavoirs repas adultes réutilisables - tissu imperméable avec poche - Robemed - lot de 3

Tissus écossais imperméable avec poche de recueil, lavable et résistants, vendu par lot de 3.

Fabriqués à partir de matériaux durables et lavables, ces bavoirs sont faciles à entretenir. Ils peuvent être nettoyés et réutilisés.

Ils sont réglables et simples à attacher grâce à trois boutons-pression.

Vendu par lot de 3.

Prix de vente pour un bavoir : 5.17€ HT/6.20€ TTC soit le lot de 3 au prix de 18.60 TTC

Caractéristiques :

Bavoirs en tissus
3 boutons-pression

Instructions de lavage :

Lavage à chaud en machine (60°C)
Sèche-linge basse température
Ne pas blanchir, ni utiliser d'assouplissant
Ne pas nettoyer à sec

Dimensions : 46x90 cm

Surface : 80% coton, 20% polyester, imprimé en écossais - 180 g/m²

Dos : 100% PVC - 290 g/m²

Absorption : 50 mL