

Bistouri électrique monopolaire bipolaire Alsatom Mpc

Une gamme de bistouris électriques monopolaires bipolaires pour petite et moyenne chirurgie de 80W à 140W

Modèle ALSATOM SU50MPC:

- Emploi monopolaire et bipolaire.
- Puissance de 80W.
- Peut être utilisé seulement par la commande à pédale simple.
- Indiqué pour la chirurgie générale, ORL, dermatologie, chirurgie dentaire, ...
- Dimension 21 x 24 x 10 cm / Poids 4,5 kg

Modèle ALSATOM SU100MPC:

- Identique au modèle SU50 mais puissance 140W.
- Permet de mieux répondre à toutes les exigences y compris gynécologie, vétérinaire.
- Dimension 21 x 24 x 10 cm / Poids 4,5 kg

Modèle ALSATOM SU140MPC:

- Puissance 140W,
- Équipé de 2 commandes pour le réglage de la puissance de coupe et de coagulation, avec écrans relatifs.
- Peut être utilisé avec commande manuelle (coupe/coag) sur la poignée porte électrodes (en option)
- Dimension: 23 x 24 x 10 cm / Poids 4,75 kg

Les bistouris Alsatom sont livrés avec :

- 1 commande au pied,
- 1 manche à électrode autoclavable,
- 1 jeu de 6 électrodes monopolaires (pointe fine/pointe large/lame fine/lame moyenne/bille moyenne/bille fine)
- Plaque patient.

Câbles et pinces bipolaires en option.

Fabrication européenne sous ISO 9001 EN 13845.

Conformes aux normes IEC 601-1, IEC 60601-2-2/III ed, EC 0051. Dispositif Classe IIb C0051.

Garantie 2ans.

NB : Possibilité de vous proposer un programme de maintenance adapté, ce matériel médical étant un dispositif de classe II b et faisant donc l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003. (voir documentation pdf)

