

## FICHE TECHNIQUE

### Blouses visiteurs, fermeture boutons pressions, élastiques aux poignets - 25 g/m<sup>2</sup>

Blouses taille unique, non stériles, non tissées avec fermeture pression. Coloris blanc.

Lot de 10 blouses blanches, avec fermeture boutons pressions et élastiques aux poignets, conçues pour prévenir les contaminations croisées, protéger contre les éclaboussures de substances dangereuses, et pour former une barrière contre les infections.

- Usage unique
- Taille unique, adaptable à toutes les morphologies
- Blouses en polypropylène non tissé
- Tissu respirant
- Grammage : 25 g/m<sup>2</sup>
- Équipement de protection individuelle
- Sans latex
- Fermeture 4 boutons pressions
- Manches longues avec poignets élastiques
- Avec col
- Couvre du cou à mi-genoux
- Coloris blanc

**Conditionnement** : vendues par sachet de 10 blouses.

Norme : EN 13795

