

FICHE TECHNIQUE

Blouses visiteurs légères, fermeture Velcro et élastique au poignet - 25 g/m²

Blouses taille unique, non stériles, non tissées avec fermeture Velcro. Coloris blanc.

Lot de 10 blouses blanches, avec fermeture Velcro et élastiques au poignet, conçues pour prévenir les contaminations croisées, protéger contre les éclaboussures de substances dangereuses, et pour former une barrière contre les infections.

- Usage unique
- Taille unique, adaptable à toutes les morphologies
- Blouses en polypropylène non tissé
- Tissu respirant
- Grammage : 25 g/m²
- Équipement de protection individuelle
- Sans latex
- Fermeture 4 Velcros
- Manches longues avec poignets élastiques
- Avec col
- Couvre du cou à mi-genoux
- Coloris blanc

Conditionnement : vendues par sachet de 10 blouses.

Norme : EN 13795

