

FICHE TECHNIQUE



Bobine d'essuie mains 450 formats - Dévidage central - 20 x 30 cm prédécoupés

Bobine 450 formats prédécoupés pour distributeur à dévidage central - 2 x 18 g par pli

- Ouate blanche 2 plis x 18gr/m².
- 450 formats de 20 x 30 cm prédécoupés.
- Diamètre 18 cm.
- Longueur totale: 135 m.
- Mandrin central extractible permettant le dévidage par le centre.

Vendu par carton de 6 bobines.