

FICHE TECHNIQUE



Bobine d'essuie-mains 900 formats - Dévidage central - 18 x 20 cm prédécoupés

Essuie-tout blanc - Haute résistance - Ultra absorbant - 2 x 16,5 g par pli

Essuie-tout de haute résistance - 2 fois plus absorbant que les essuyages standards.

Pour un essuyage efficace et hygiénique.

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie.

Cette bobine peut être placée dans un distributeur à dévidage central.

Son mandrin amovible permet un dévidage par le centre de la bobine.

Grâce à sa grande capacité, la bobine 900 feuilles diminue les interventions de maintenance.

Son format plus compact permet de réduire l'impact carbone avec moins de transport, moins d'emballage pour plus d'utilisation.

Caractéristiques :

Coloris : Blanc

Longueur totale : 180 m

Largeur feuille : 18,1 cm

Longueur feuille : 20 cm

Grammage par pli : 16,5 g / m²

Nombre de plis : 2

Composition : Pure ouate de cellulose

Qualité papier : Gaufrage DESL® 40 pt

Nombre de formats : 900

Diamètre extérieur Ø : 19 cm

Diamètre intérieur mandrin : 6,1 cm

Surface feuille : 362,00 cm²

Mandrin déchirable conforme à la norme NF Q 34?100

Colisage : 6 rouleaux

Emballage : Film

Vendu par lot de 6 bobines

Origine : France

Mandrin : Conforme à la norme NF Q34-100

Écolabel : 05/002/001

FSC® : C122444