



**Bobine d'essuie mains - Pour distributeur Autocut  
Ecolabel - 150 m x 20 cm**

Spécial pour appareil de distribution avec coupe de type Autocut pour un essuyage efficace et hygiénique - Pli de 2 x 21 g

- Bobine longueur 150 m x 20 cm,
- Pure ouate microgauffrée 2 épaisseurs 21 gr/m<sup>2</sup>,
- Traité anti humidité,
- Mandrin Ø 3,9 cm.

Diamètre 19 cm conforme au standard européen, et compatible avec tous les distributeurs classiques.

Convient avec notre [distributeur autocut AUTO63](#)

Livré par colis de 6 rouleaux.

Fabriqué en France.

Produit certifié ECOLABEL répondant aux exigences de respect de l'environnement (FR/004/006), 50% minimum de fibres.