

## FICHE TECHNIQUE

### **Bol incassable avec poignées ergonomiques 450 ml - Saint Romain**

Bol forme ergonomique avec poignées semi-rigides incassable.

Les poignées facilitent la manipulation du bol pour les personnes en perte de force ou avec tremblements.

La forme ergonomique améliore la prise en main.

Passage au micro-ondes possible avec chaleur maximale comprise entre 70 et 80°C environ.



- Incassable: extrêmement résistant aux chocs
- Deux poignées pour une prise à 2 mains
- Emboîtable
- Passe au micro-ondes (75°C maxi)
- Nettoyage en lave-vaisselle jusqu'à 75°C
- Matière plastique copolyester
- Sans Bisphénol A
- Sans Phtalates
- Idéale en collectivité

Retrouvez toute notre gamme de vaisselle ergonomique.

#### **Dimensions:**

- Hauteur : 60 mm
- Diamètre : 123 mm
- Poids : 91 gr
- Contenance : 450 ml

Fabriqué en France.