



### Bottes de pressothérapie R-et-SANTE taille M XL et XXL

Jeux de bottes supplémentaires pour Kit Complet R et SANTE COM301

Les bottes de pressothérapie sont conçues pour offrir un massage en profondeur et stimuler le drainage pour améliorer la circulation sanguine et lymphatique.

Elles appliquent une pression contrôlée sur les jambes grâce à des chambres d'air qui se gonflent et se dégonflent successivement afin de stimuler la circulation, réduire les gonflements (œdèmes) et soulager les jambes lourdes, les varices ou la rétention d'eau.

Recommandées pour la récupération sportive, elles aident à réduire les courbatures et accélèrent la récupération musculaire.

Elles sont idéales pour les centres de kinésithérapie et s'intègrent aussi parfaitement dans une routine de soins à domicile.

Matériel Médical CE de classe IIa - 93/42/CEE.

#### - Adaptées à l'appareil à compression d'air 250mmHg possédant 6 chambres de compression

- Enveloppent les pieds, les chevilles, les mollets et les cuisses
- Pression intermittente et séquentielle grâce aux manchons pneumatiques
- S'utilisent pour des massages d'intensité variée pour des besoins spécifiques
- Idéales pour un usage à domicile ou en cabinet de soins
- Tissu anti-allergène, respirant et résistant
- Simples à utiliser, compactes et ergonomiques
- Amélioration de la circulation sanguine et lymphatique
- Réduction des œdèmes et de la rétention d'eau
- Soulagement immédiat des jambes lourdes et fatiguées
- Récupération musculaire rapide

#### Livrées avec :

- 1 tuyau en caoutchouc
- 1 adaptateur
- 1 manuel d'utilisation en français et en anglais