

FICHE TECHNIQUE



Bottillon de pouliothérapie – Fixation pied avec sangles

Bottillon de fixation du pied pour exercices de pouliothérapie

Ce bottillon permet d'immobiliser le pied dans le cadre d'exercices de rééducation.

Il est composé de vinyle pour la partie extérieur et de polyester à l'intérieur.

Ce bottillon fait main est garni de 10 mm de mousse pour plus de confort.

Cet accessoire de pouliothérapie comprend :

- 3 sangles pour fermer et maintenir l'accroche,
- 5 anneaux pour attacher les sangles lors d'exercices de rééducation.

Fabriqué en France.