

FICHE TECHNIQUE

Bouchon d'obturation BD Luer Lock mâle - Stérile, à usage unique - Lot de 100

Pour une obturation de sites d'injection, seringues, tubulures, cathéters.

Embout Luer lock mâle, utilisé comme protection sur les produits intravasculaires.

Il s'adapte à tous les dispositifs à embout Luer : seringues, perfuseur ou prolongateur.

Matériel médical CE de classe IIa : 93/42/CEE, conforme aux normes EN ISO 9001:2000 / EN ISO 13485:2012.

- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- En polyéthylène
- Sans PHT
- Apyrogène
- Usage unique

Coloris : Blanc

Validité : 4 ans

Conditionnement : Vendu par boîte de 100 bouchons en emballage individuel stérile.

