

FICHE TECHNIQUE

Bouchon d'obturation BD Luer Lock mâle-femelle - Boîte de 100

Bouchon d'obturation universel pour une fermeture sécurisée.

Bouchon utilisé pour fermer les connecteurs Luer Lock femelles et de l'autre côté pour fermer les connecteurs Luer Lock mâles.



Double embout:

- Luer lock mâle.
- Luer lock femelle.

- En polypropylène.
- Apyrogène.
- Sans latex, sans PVC, sans DEHP ajouté.
- Usage unique.
- Couleur: rouge.

Référence fournisseur: TP-MF

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
Validité 4 ans.

Conditionnement individuel stérile.
Vendu par boîte de 100 bouchons.

Matériel médical CE.