

FICHE TECHNIQUE

Bouillotte confort avec housse polaire - 2L

Surface lamellée pour permettre une libération graduelle de la chaleur, et housse polaire pour plus de confort.

Bouillotte en caoutchouc naturel et en PVC.

Bouchon à visser avec joint anti-fuites en caoutchouc naturel, avec filetage en métal renforcé.

Dimensions : 37,5 x 20cm

Contenance : 2,0 litres

Durée de diffusion de la chaleur : environ 8-9h

Indiquée pour calmer les spasmes musculaires.

Avec housse extra confort en polaire.

