

## FICHE TECHNIQUE

### Bouillotte en caoutchouc 2L rouge - Robemed

Permet de soulager les zones douloureuses par le chaud.

Bouillure rainurée des deux côtés, avec bouchon anti-fuite. En caoutchouc.  
Pour calmer les douleurs et favoriser le relâchement des tensions.

- Bouillotte en caoutchouc.
- Avec rainures pour garder la chaleur.
- Bouchon à visser avec joint anti-fuites.
- Durée de diffusion de la chaleur : environ 8-9h.

Dimensions : 33 x 18,5 cm.

Contenance : 2 litres.

Coloris : rouge.

