

FICHE TECHNIQUE

Boules de coton hydrophile 0,4-0,5g - Qualité longue fibre - Robé Médical - Sachet de 700

Qualité hydrophile - 50% coton 50% Viscose - longue fibre

- Boules en coton qualité supérieure
- Pour les soins infirmiers et médicaux
- Absorption rapide
- Sachet de 700
- Qualité longue fibres
- Matériel médical CE

Usages :

- Absorption des exsudats.
- Nettoyage périphérique des plaies et des instruments médicaux.
- Support pour l'application de produits sur la peau.
- Utilisé également en thanatopraxie.

Poids : 0,4/0,5 g la boule.

Composition : 50% coton 50% Viscose

Conditionnement : Sachet de 700 boules

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

