

### Boules de gaze non stériles - Sachet de 100

Ces boules de gaze non stériles qualité supérieur 20 fils facilitent le nettoyage des plaies.

Pratique pour réaliser des pansements et compresses.

Dimensions de la boule :

- 35 mm de diamètre.
- 17 x 20 cm dépliée
- Gaze de coton 20 fils/cm<sup>2</sup>

Conditionnement en sachet.

Vendues par sachet de 100 boules de gaze.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Pour le nettoyage et la préparation des plaies

