

FICHE TECHNIQUE

Boules de gaze stériles - 20 x 20cm - 20 fils - Blisters de 5 boules de gaze - Robemed

Pour une capacité d'absorption optimale du sang et des fluides corporels. Non détectables aux rayons X

Boules de gaze **stériles** 20x20 cm en tissage 20 fils, vendu par boîte de **30 blisters de 5 boules de gaze soit 150 boules.**

Idéales pour l'absorption du sang et des fluides corporels, des plaies chirurgicales et des endroits difficiles d'accès.

Ces boules de gaze sont non détectables aux rayons X.

- Dimension : 20x20 cm
- 100% coton
- Sans fils détectables aux rayons X
- Stériles
- Tissage 20 fils
- Sous blister de 5 boules

Dimensions : 20 x 20 cm

Tissage : 20 fils

Stérilisation : oxyde d'éthylène

Dispositif médical CE stérile classe Is

