

FICHE TECHNIQUE



Brosse de prélèvement pour écouvillonnage Pm-Care Brush - Boîte de 50 - Prince Médical

Brosse cytologique stérile à usage unique. 2 formes disponibles. Fabrication française.

Brosse de prélèvement stérile et à usage unique pour écouvillonnage cytologique de l'endocol.

Forme droite ou conique avec deux diamètres de brosse : 3.5 mm ou 5 mm.

- Prise en main maîtrisée et manipulation facile

- Tige légèrement flexible
- Extrémité distale atraumatique pour plus de confort chez les patientes
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sans latex
- À usage unique

Matériau :

- Brosse de 2.1 cm de long, en nylon
- Manche de 17.5 cm, en polypropylène

Tailles :

- Brosse droite : diam. 3.5 mm
- Brosse conique : diam. 5 mm

Conditionnement : Vendues par boîte de 50 en emballage individuel stérile.

Dispositif Médical de Classe I.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.