

FICHE TECHNIQUE

Brossettes endocervicales coniques et stériles - 19cm - Lot de 100 - Robé Médical

- Forme conique.
- Tige légèrement flexible.
- Sous blister stérile individuel
- Lot de 100
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Dimensions :

Longueur totale : 19 cm.
Longueur de la brosette : 2 cm.
Diamètre brosette : 5-8 mm.

Usage : Usage unique.

Conditionnement : Vendu par boîte de 100 brosettes.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

Pour prélèvements cytologiques de l'endocol.

