

FICHE TECHNIQUE



Cage de pouliothérapie pour espalier - Avec panneau horizontal - JMS

Cadre de suspension en acier, finition époxy. Adaptable à tous les systèmes de pouliothérapie. Avec crochets latéraux pour fixation sur espalier.

Spécialement conçue pour la rééducation fonctionnelle, cette avancée grillagée pour la pouliothérapie se fixe sur un espalier afin de supporter des poids, des poulies et autres accessoires.

Avec ses angles renforcés, elle offre une stabilité en toute sécurité et une durabilité maximale, lors de l'utilisation de charges lourdes. Ses deux crochets arrière permettent une mise en place rapide sur un espalier.

Peu encombrante, elle permet une utilisation plus efficace de l'espace disponible.

L'avancée d'espalier est composée de :

- Structure en tube d'acier
- Finition Époxy
- Maille ondulée
- Angles renforcés
- 2 crochets arrière

Cet équipement est adapté à la rééducation fonctionnelle et à la musculation.

Dimensions : 65 x 65 x 60 cm

Poids : 5,5kg

Charge maximale : 100kg