



Caméra médicale numérique multifonctions - RCS 100 - Riester

Utilisation comme caméra générale de diagnostic, ainsi que comme otoscope et dermatoscope.

La caméra médicale RCS100 de Riester est un outil de diagnostic de pointe, spécialement conçu pour les examens cliniques en milieu médical.

Compacte, ergonomique et performante, elle permet aux professionnels de la santé de capturer des images de haute qualité, facilitant ainsi le diagnostic et l'observation en temps réel.

Possibilité d'opter pour une [lentille otoscopique](#) ou [lentille dermatoscopique](#) pour l'inspection détaillée d es conduits auditifs et des structures nasales ou de l'analyse et le suivi des lésions cutanées, grains de beauté, et autres anomalies de la peau.

- Les lentilles ne sont pas fournies avec la caméra, veuillez les commander séparément -

- Connexion USB pour transférer les fichiers au PC et pour recharger
- Connexion Wifi
- Écran tactile pour saisir facilement images et vidéos
- Molette tournante pour régler la focalisation et l'intensité lumineuse d'une seule main
- Connexion simple pour changer les lentilles rapidement et facilement
- Communication améliorée dans les zones reculées
- Possibilité d'ajouter des notes aux images et aux vidéos, pour un suivi constant du patient
- Fonction UVC pour afficher les images en direct sur un deuxième écran

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 225 x 135 x 45 mm
- Poids : 292 g
- Écran : couleur TFT-LCD 5" Full HD -1280 x 720 pixels, avec revêtement anti-rayures
- Focalisation : automatique/manuelle
- Format images/vidéos : images : JPEG / vidéos : MP4
- RAM : 2G LPDDR3
- Rom : 16GB
- Extension mémoire : carte SD 16G Wi-Fi
- Alimentation : Batterie lithium-ion 18650 3,6 V, 2600 mAH 1S1P
- Temps de fonctionnement : vidéo 3,5 h (batterie complètement chargée)
- Temps de recharge : 3 h
- Autonomie en veille : 7 h
- Adaptateur : entrée 100-240V 50-60Hz 0,3A, sortie CC 5V/2A
- USB : OTG et USB type C

Coloris : Blanc.

Garantie : 2 ans.

Livré avec :

- 1 bloc d'alimentation d'enfichable
- 1 câble USB
- 4 fiches d'alimentation spécifiques au pays
- 1 mode d'emploi

