



### Canule de prélèvement histologique stérile Pm-Care Endobiops - Boîte de 25 - Prince Médical

Pipette d'aspiration pour prélèvement histologique stérile et à usage unique.  
Fabrication française.

La sonde de prélèvement histologique stérile, à usage unique, est disponible en

**3 tailles et formes** : Standard, Mini, Courbe.

Elle s'adapte aux différentes morphologies pour faciliter la manipulation et effectuer un prélèvement précis, le moins invasif possible.

**La Standard** est utilisée pour les prélèvements courants.

**La Mini** est destinée au col utérin ou canal cervical étroit, et chez les patientes ménopausées.

**La Courbe** est utilisée pour les prélèvements latéraux de l'endomètre, ou pour les utérus de forme non conventionnelle.

#### - Manipulation contrôlée de l'insertion de la sonde grâce à la graduation centimétrique

- Introduction non invasive, en toute sécurité, grâce à l'extrémité atraumatique
- Embout de préhension rigide et cranté pour une prise en main optimale
- Aspiration efficace
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sans latex
- À usage unique

#### Matériaux :

- Gaine en polypropylène
- Piston en résine d'acétal
- Joint en polyéthylène

#### Longueur :

- Endobiops Standard : CH9, diamètre 3 mm, longueur 23 cm
- Endobiops Mini : CH 6, diamètre 2 mm, longueur 27 cm
- Endobiops Courbe : CH6, diamètre 2 mm, longueur 27 cm

**Conditionnement** : Vendues par taille, par boîte de 25 unités, en emballage individuel stérile

*Dispositif Médical CE de classe I.*

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*